



Náhradní elektroda ORP pro sondu 1200-S sc, s objímkou

Kat. číslo produktu:

LZX890

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týdne

Technické údaje

Čas odozvy T90:	< 15 s pH
Délka:	120 mm
Hmotnost:	< 0,15 kg
Káblové spojení:	Konektor S7
Kalibrační metoda:	Jeden bod, standardní roztok pufru (automatický), Jeden bod, srovnávací měření
Opakovatelnost:	±0,5 %
Podmienky skladovania:	-20 - 60 °C
Presnosť:	± 2 mV
Prevádzková teplota:	-5 - 50 °C
Priemer:	12 mm
Prietok:	max. 4 m/s
Rozsah merania:	-1500 - 1500 mV
Rozsah tlaku:	2 bar
Záruka:	6 mesiacov