



Kalibračná fľaštička Stablcal, 600 NTU, bez RFID, pre laserové turbidimetre TU5200, TU5300sc a TU5400sc

Kat. číslo produktu:

LZY900

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Nová a vylepšená 400-dňová trvanlivosť!

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Spoločnosť Hach pripravuje štandardy Stablcal v presných koncentráciách a v širokom rozsahu koncentrácií pomocou patentovanej výrobnéj technológie, umožňujúc tak presné kalibrácie turbidimetrov.

Na báze primárnych formazínových štandardov

Stabilizované formazínové štandardy Stablcal obsahujú rovnaký polymér rozptyľujúci svetlo ako tradičné primárne formazínové štandardy turbidity a majú porovnateľné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetrí čas a prácu

Hoci sa primárne formazínové štandardy dajú pripraviť priamo v laboratóriu, tento proces je náročný a zdĺhavý a zriedené štandardy nie sú stabilné. Stablcal je stabilizovaná verzia formazínu, ktorá poskytuje opakovateľné výsledky a s ktorou ušetríte čas i námahu potrebnú na prípravu štandardov.

Dôvera vo výsledky

Spoločnosť Hach pred viac ako 40 rokmi ako prvá použila formazín ako štandard pre turbiditu v odvetví pitnej vody. Štandardy Stablcal vychádzajú z desaťročí skúseností s meraním turbidity.