



Intellical MTC695 dvojité platínová elektroda pro redoxní titrátory AT/KF1000

Kat. číslo produktu: MTC69501
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Intellical MTC695 je dvojité platínová elektroda s vestavěným teplotním čidlem. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 1 metr a je určena pro titrace na přístrojích řady Titrab AT1000. Elektroda MTC695 je ideální pro jodometrické redoxní titrace se stanoveným proudem, stanovující volný a celkový chlor, oxid chloričitý a siřičitany ve vodě a také oxid siřičitý v produktech z vína. Tuto elektrodu lze také používat ke stanovení obsahu vlhkosti podle Karla Fischera na přístrojích řady TitraLab KF1000.

Technické údaje

Délka:	200 mm
Délka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Platinová elektroda titrátory
Parameter:	mV
Product Kit:	Model: MTC695
	Zahnuté príslušenství: žádné
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (H x D):	12 mm x 200 mm
Rozsah merania:	± 1 200 mV (± 200 µA)
Sensor material:	Epoxid
Špeciálne funkcie:	Redoxní titrace se stanoveným proudem
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	-10 - 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: redoxní titrace
	Minimální hloubka vzorku (mm): 10
Typ elektrody:	Standard
Typ elektródy:	Kovová pro redoxní titrace, Pt-Pt
Typ senzora:	Platinové dráty
Záruka:	12 mesiacov