



SIGMA SD 900 AWRS Stacionárny vzorkovač, 24 x 1 l PE, 230 V, EU zástrčka

Kat. číslo produktu: SD900A.99.11512

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

The All Weather Refrigerated Sampler: Hach Sigma SD 900 AWRS

Automatický peristaltický vzorkovač je vhodný pre proporcionálne vzorkovanie založené na čase, objeme a udalosti. Vráťane 24 x 1 l PE vzorkovník a 7,5 m sacej hadice (vnútorný priemer 9,5 mm). Vráťane EU zástrčky na napájanie 230 V.

Tento stacionárny vzorkovač je navrhnutý pre použitie v interiéri aj exteriéri. Umožňuje úplnú drenáž sacej hadice, aby nedochádzalo ku krížovej kontaminácii medzi vzorkami. Životnosť hadíc čerpadla je 20 000 cyklov, pre porovnanie - u iných vzorkovačov je to len 1 000 cyklov. Vzorkovač je špeciálne určený pre vlhké a vysoko korozívne prostredie vďaka kompresoru umiestnenému v hornej časti skrine. Zjednodušená klávesnica s intuitívnymi ikonami a rolovacie menu uľahčujú nastavenie vzorkovača. Valce namontované na pružinách zabezpečujú vysoký výkon čerpadla, predĺženú životnosť hadíc a menej odstávok čerpadla. Pre vzdialené programovanie je možné použiť PC software "Sample View".

Reduced maintenance

simplified keypad with intuitive icons and scrolling menu of the Hach Sigma SD900 Active Cooling Sampler assures easy setup. The large 5-line transreflective LED backlit display is readable in bright or subdued lighting.

Reliable peristaltic pump technology

Worried about replacing tubing? The peristaltic pump with spring loaded rollers reduces pump tubing wear and prevent pump jams. The life time of pump tubing is 20,000 cycles compared to 1000 cycles on other samplers.

Easy to use

Do you need samples to meet local regulations of 24 x hourly mixed / daily mixed sample?

We offer unique options of 1 x 25 liter PE and 1 X 20 liter glass with an active cooled sampler base.

Advanced liquid detection

The compact, weather-proof housing polyethylene plastic ensures failure-free operation over many years even in extremely corrosive applications.

Accurate thermal control system

The Sigma SD900 Portable Active cooling sampler comes with an integrated cooling machine which includes an autarktic temperature control for accurate temperature controlled sample conservation.

Technické údaje

Možnosti:	24 x 1 L PE
Objem vzorky:	Programováno v 10ml krokách od -
Rozptýlené svetlo:	.88 m/s (2.9 ft/s) to a vertical lift of 4.6m (15ft), with a 4.8m (16ft) long, .95cm (3/8") vinyl suction tube. 2°C at sea level

Sacia výška:	(28 ft) sací hlava používající vinylovou sací trubičku 8,84 m (29 ft) 3/8 palce na úrovni hladiny mře při 20 až 25 °C
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj napájania:	EU plug