



Kádinka pro kalibraci elektrody/senzoru, bezbarvá, 30 mL, bal./80

Kat. číslo produktu:

SM5010

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Bezbarvé plastové kádinky 30 mL se stupnicí. Ekonomické provedení zajišťující, že se během kalibrace použije pouze optimální množství pufu, a je tak zamezeno jeho nadměrné spotřebě ze strany obsluhy. Bezpečné jednorázové provedení chrání před kontaminací. Použitelné pro kalibraci pH elektrod i vodivostních cel.