



Vreckový kolorimeter II Kolorimeter na analýzu amoniaku

Kat. číslo produktu:

5953000V.01

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie amoniaku pomocou kvetových testov. V prenosnom puzdre, s batériami a návodom na používanie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre maximálne 2000 testov

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Masívna konštrukcia, nízka hmotnosť

Technické údaje

Obsah balenia:	Každý prístroj Pocket Colorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje reagenčnú súpravu (predmerané jednotlivé dávky reagensov), odolné voliteľné prenosné puzdro a návod.
Parameter:	Amoniak (vhodný pre LCK303, 304, 305)
Rozsah merania:	2,0 - / 0,015-2,0 mg/L /1,0-12,0 mg/L NH ₄ -N
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Každý prístroj Pocket Colorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje reagenčnú súpravu (predmerané jednotlivé dávky reagensov), odolné voliteľné prenosné puzdro a návod.