



Vreckový kolorimeter II Kolorimeter na analýzu fosfátov

Kat. číslo produktu:

5953000V.05

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter s vloženým programom pre stanovenie fosforečnanov pomocou kyvetových testov. V transportnom kufríku, s batériami a návodom na používanie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Obsah balenia:	Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Fosforečnany (vhodné pre LCK348, 349, 350)
Rozsah merania:	0,5 - 5,0 mg/L PO ₄ -P / 0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P / 2,0-20,0 mg/L PO ₄ -P

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.