



Be Right™



Dusičnany, štandardný roztok, 200 mg/L NO₃ (45,2 mg/L NO₃-N), 500 mL

Kat. číslo produktu:

LCW827

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Štandardný roztok na stanovenie dusičnanov online

Technické údaje

Koncentrácia:	200 mg/L NO ₃ (45,2 mg/L NO ₃ -N)
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	Roztok
Prístroj:	Nitratax
Veľkosť balenia:	500 mL