



## Síran manganatý, polštářky s práškem, bal./50 ks

**Kat. číslo produktu:**

**107166**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Rozsah: 1 až >10 mg/L. Metody Hach 8215 a 8229. Velikost vzorku: 300 mL.

### Technické údaje

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Parameter:      | Rozpuštěný kyslík    |
| Platforma:      | Práškové reagentie   |
| Počet testov:   | 50                   |
| Rozsah merania: | 1 - více než 10 mg/L |