



Kyselina amidosulfonová, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

107399

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Rozsah: 1 až >10 mg/L. Metoda Hach 8229. Velikost vzorku: 300 mL.

Technické údaje

Platforma:

Práškové reagentie

Počet testov:

100

Rozsah merania:

1 - více než 10 mg/L