



Jodid draselný, náhradná náplň do dávkovača SwifTest

Kat. číslo produktu:

107760

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Náhradná náplň s jodidom draselným pre dávkovač reagencií Swiftest. Využíva sa v ampérometrickom titrátoe Autocat 9000 na stanovenie celkového chlóru. Približne 300 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8168
Názov metódy:	Ampérometrická titrácia
Platforma:	Swiftest
Prístroj:	Autocat 9000
Rozsah merania:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂