



Be Right™



Reagencie, molybdenan amonný, 100 mL

Kat. číslo produktu:

11032H

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Molybdenan amonný, reagencie, používa se pro stanovení fosforečnanů metodami pro testovací soupravy. 100 mL, láhev. Pro použití s testovací soupravou pro fosfor, fosforečnany (reaktivní), model PO-14 (položka č. 147500)

Technické údaje

Platforma:

Roztok