



Reagencie, polštářky s práškem, ChromaVer 3, chrom, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 1206628

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1206699

Pro stanovení šestimocného chromu diphenylkarbohydrazidovou metodou. Schváleno organizací USEPA (agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení pro analýzy odpadní vody pomocí metody Hach 8023. Rozsah: až do 0,70 mg/L Cr. Velikost vzorku: 25 mL.

Technické údaje

Názov metódy:	1,5 -difenylkarbohydrazid
Platforma:	Práškové reagencie
Soulad s EPA:	Áno