



## Reagencie, polštářky s práškem, CuVer 1, měď, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 1418828

Nebezpečné

### ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1418899

Pro stanovení mědi metodou s bichinoninát. Rozsah: až do 5,00 mg/L Cu. V souladu s EPA - metoda Hach 8506. Velikost vzorku: 25 mL.  
Balení po 1 000 polštářcích s práškem

## Technické údaje

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Číslo metody:  | 8506                |
| Název metody:  | Bichinoninát        |
| Platforma:     | Práškové reagencie  |
| Počet testů:   | 1000                |
| Přístroj:      | DR 3000, DR 2000    |
| Rozsah měření: | 0,04 - 5,00 mg/L Cu |
| Soulad s EPA:  | Áno                 |