



Standardní roztok, železo, 25 mg/L jako Fe (NIST), bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:
EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

1425310
Kontaktujte nás

Nebezpečné



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení železa

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	25 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Železo, standardní roztok jako Fe (NIST)
Velikost balenia:	mL/16