



Těkavé kyseliny, standardní roztok, 62 500 mg/L jako kyselina octová, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 1427010
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Octan, standardní roztok. Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení těkavých kyselin.

Jednoduché kontroly správnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	62 500 mg/L
Platforma:	Roztok
Velikost balenia:	10 mL / balení po 16