



Čerpadlo, podtlak, ruční ovládání

Kat. číslo produktu:	1428300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Tato jednotka je ideální pro použití v terénu a představuje skutečné pohodlí v laboratoři. Rychlost čerpání je 15 mL (0,50 oz) na zdvih. Celá jednotka je odolná proti korozi, utěsněná a samomazná. Tryska je vhodná pro standardní 6mm (1/4") vnitřní hadičku. Dodáváno s 61cm (2') průhlednou plastovou hadičkou. Vyberte si verzi s vakuometrem nebo bez vakuometru.

Technické údaje

Veľkosť balenia:	1 každá
------------------	---------