



Be Right™



Hydroxid sodný, titrační náplň, 0,1600 N NaOH

Kat. číslo produktu:

1437701

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení acidity digitální titrací, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Technické údaje

Číslo metódy:	8202 (P)
Názov metódy:	Fenolftaleín
Odmerný roztok:	0,1600 NaOH
Parameter:	Acidita
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 160 mg/L CaCO ₃