



Polštářky s práškem, indikátor, bromfenolová modř, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1455099

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Indikátor pH pro titrační stanovení acidity a alkality. Interval vizuálního přechodu: pH 3,0 (žlutá) - pH 4,6 (modrá). Velikost vzorku: 50 mL

Technické údaje

Číslo metody:	8201 (MO)
Název metody:	Titrace
Objem / Velikost balenia:	100 Polštářky s práškem
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testů:	100
Rozsah merania:	0 - 5 000 CaCO ₃ (MO)
Rozsah merania (2):	0 - 10 000 CaCO ₃ (P)