



Dusičnany, standardní roztok, 100 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 194749
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Dusičnany, 100 mg/L ± 1 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	100 mg/L ± 1 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Package settings:	Láhev
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Dusičnanový dusík, standardní roztok jako $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL