



Standardní roztok, kyselina sírová, 19,2 N, 500 mL

Kat. číslo produktu:

203849

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Univerzální standardní roztok, kyselina sírová. Používá se pro stanovení těkavých kyselin metodou esterifikace. Láhev 500 mL

Technické údaje

Koncentrácia:	19.2 N
Názov metódy:	Esterifikace
Objem / Veľkosť balenia:	500 mL
Platforma:	Roztok