



Dusičnany, standardní roztok, 1 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 204649
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Dusičnany, 1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L NO₃-N (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L NO ₃ -N
Package settings:	Láhev
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Dusičnanový dusík, standardní roztok jako NO ₃ ⁻ -N (NIST)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL