



Be Right™



EDTA, standardní roztok, 0,0200 N, 4 L

Kat. číslo produktu:	20556
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Pro stanovení tvrdosti titrací byretou. Metody Hach 8222 (vápník) a 8226 (celková). 0,0200N (0,0100 M) (N/50) 4 L láhev

Technické údaje

Názov metódy:	Titrace EDTA
Platforma:	Roztok
Rozsah merania:	0 - 5 000 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	4