



Hadičky, nalgene 8000, vakuové, 9,5 mm (vnitřní průměr)

Kat. číslo produktu:	2074146
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Podobné běžným hadičkám Nalgene 8000, mají však silnější stěny. Červený potisk pro rychlou identifikaci. Šetří čas a brání chybám, které mohou znehodnotit experimenty nebo poranit personál laboratoře.

Technické údaje

Délka:	50 ft
Formula (Text):	R-3603
Hrúbka steny potrubia:	1/4 in
Materiál skrine:	Tygon
Priemer, vonkajší:	7/8 in
Vnitřní průměr (I.D.):	3/8 in