



Polštářky s práškem, peroxodisíran draselný, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2084766

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Prášková reagentie v zatavených sáččích pro stanovení fosfonátů a celkových fosforečnanů, TNT.

Technické údaje

Názov metódy:

Persíran/UV oxidace

Platforma:

Práškové reagentie

Počet testov:

50

Veľkosť balenia:

50 /pk