




Stojan na lahve, BSK, 12 lahví

Kat. číslo produktu:	2094200
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Robustní drátěný stojan potažený PVC poskytuje korozivzdorný přepravní systém pro 300mL lahve BSK. Stojany se vzájemně blokují pro efektivní přepravu a skladování. Pojme 12 lahví BSK. *Produkt je potažen modrým epoxidovým nátěrem.

Technické údaje

Veľkosť balenia:	1 každá
------------------	---------