



Nosič lahví, lineární

Kat. číslo produktu:

2094300

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Lineární polyetylen s nízkou hustotou. Bezpečně pojme až šest standardních 0,5L skleněných lahví, půllitrových lahví na reagentie a většinu dalších 500mL skleněných nebo plastových lahví – takže rozbití je téměř nemožné. Lehký, chemicky odolný a snadno se čistí. Rozměry: 34,9 × 24,8 × 27,6 cm (14 × 10 × 11"). Maximální velikost láhve, kterou pojme: 73 mm v průměru, 178 mm na výšku.

Technické údaje

Délka:	349 mm
Hĺbka:	27.6 cm
Šírka:	10 Inches
Veľkosť balenia:	1 každá