



Tube, culture, w/ screw cap, 20 x 150 mm, 10/pk

Kat. číslo produktu:	2096230
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Technické údaje

Dĺžka:	150 mm
Kapacita:	Capacity to Neck 30 mL
Priemer:	20 mm
Rozmery (H x D):	20 mm x 150 mm
Špeciálne funkcie:	Tube, 20 x 150 mm
Veľkosť balenia:	10 /pk