



Reagencie, polštářky s práškem, CuVer 1, měď, 10 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

2105828

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení mědi metodou s bicinchoninátem. Rozsah: až do 5,00 mg/L Cu. V souladu s EPA pro hlášení pro analýzy odpadní vody - metoda Hach 8506. Velikost vzorku: 10 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	8506
Název metody:	Bicinchoninát
Parameter:	Měď
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	1000
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000, DR 850, DR 820
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 balení