



Pipeta, Mohrova, polypropylén, 1 mL

Kat. číslo produktu: 210635

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Odmerné, priesvitné polypropylénové pipety. Ideálne na analýzu oxidu kremičitého. Sterilizovateľné v autokláve (teploty nad 60 °C môžu spôsobiť zmeny objemu).

Technické údaje

Kapacita:	1 mL
Stupnice:	0.1 mL
Veľkosť balenia:	1 každá