



Pipeta, Mohrova, polypropylén, 10 mL, 12/bal.

Kat. číslo produktu: 210668

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Odmerné, priesvitné polypropylénové pipety. Ideálne na analýzu oxidu kremičitého. Sterilizovateľné v autokláve (teploty nad 60 °C môžu spôsobiť zmeny objemu).

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Stupnice:	0.1 mL
Veľkosť balenia:	12 /bal.