



## Standardní roztok, mangan, 25 mg/L jako Mn (NIST), bal./20 ks - ampule PourRite 2 mL

**Kat. číslo produktu:**

**2112820**

**Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení manganu

### Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standards v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

### Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídavků standardu.

### Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

---

## Technické údaje

Koncentrace: 25 mg/L

Platforma: Roztok

Velikost balenia: mL/20