



Amoniakální dusík, standardní roztok, 150 mg/L jako NH₃-N, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu: 2128410
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení TKN

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrácia:	150 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Amoniak, standardní roztok jako NH ₃ -N
Veľkosť balenia:	mL/16