



Vankúšiky pufrovanej vody na riedenie, 25 ks/bal.

Kat. číslo produktu:	2143166
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Vankúšiky pufrovanej vody na riedenie od spoločnosti Hach. Pri príprave podľa návodu majú zloženie podľa špecifikácií opísaných v štandardných metódach analýzy vody a odpadových vôd, 9050C.1.a.1 „Pufrovaná voda“.

Vankúšiky pufrovanej vody na riedenie, kat. č. 2143166, obsahujú po 25 vankúšikov chloridu horečnatého a dihydrogénfosforečnanu draselného. Na prípravu 25 L vody na riedenie (1 liter na 1 vankúšik chloridu horečnatého + 1 vankúšik dihydrogénfosforečnanu draselného).

Hotové roztoky na testovanie rekreačnej vody

Spoločnosť Hach ponúka spektrum médií a zariadení, ktoré

splnia vaše potreby rekreačného testovania.

Hotové roztoky na testovanie odpadovej vody

Spoločnosť Hach pripravila médiá a praktické zariadenia, aby

bolo testovanie odpadovej a úžitkovej vody rýchle a jednoduché.

Hotové roztoky na testovanie pitnej vody

Nech sa už zákazník rozhodne pre ktorúkoľvek metódu analýzy

vzoriek pitnej vody, spoločnosť Hach má pripravené médiá a praktické

zariadenia, aby bolo stanovenie jednoduché a rýchle.

Technické údaje

Veľkosť balenia: 25 ks