



Válec, odměrný, polymethylpenten, 250 mL $\pm$ 1,4 mL, dělení po 2,0 mL

Kat. číslo produktu: 217246

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Tento válec je vyroben z průhledného, netoxického, nekontaminujícího a biologicky inertního materiálu s vynikající chemickou odolností. Splňuje požadavky na přesnost ASTM E1272 třída B, požadavky normy ISO 6706 a je vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu (pryskyřice PMP splňuje požadavky normy CFR 21, část 177.1520). Kalibrováno „na dolití/na vylití“ při 20 °C (68 °F). Netříštivé a tepelně odolné do 135 °C (275 °F). Bez menisku pro snadné čtení hladin na vyvýšené stupnici zpředu dozadu.

Technické údaje

Certifikácia:	Třída B
Kapacita:	250 mL
Materiál skrine:	Polymethylpenten
Metóda merania:	na dolití/na vylití
Typ:	S jednou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 každá