



Tvrdost (Ca), standardní roztok, 10 000 mg/L CaCO₃ (NIST), 16 x ampule 10 mL

Kat. číslo produktu:

218710

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení tvrdosti (Ca).

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace za účelem potvrzení výkonnosti analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	10 000 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Vápník, standardní roztok
Velikost balenia:	10 mL /