



## Sada reagencií, chrom, celkový, 100 testů

Kat. číslo produktu:

2242501

Nebezpečné

**ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.



Sada reagencií pro celkový chrom obsahuje: reagencie kyselina - polštářky s práškem, reagencie ChromaVer 3 - chrom, polštářky s práškem, reagencie chrom 1 - polštářky s práškem, reagencie chrom 2 - polštářky s práškem. Metoda: alkalická oxidace hypobromidu. Rozsah: 0 - 1,500 mg/L. Vzorek: 25

Replacement reagent set for Hach PN 222800

### Technické údaje

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Názov metódy:   | Alkalická oxidace hypobromidu |
| Parameter:      | Chromium, total               |
| Platforma:      | Práškové reagencie            |
| Počet testov:   | 100                           |
| Rozsah merania: | 0 - 1500 mg/L Cr              |