



Sada reagencií, sulfan (sirovodík), pro testovací soupravu, model HS-WR

Kat. číslo produktu:

2244501

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Sulfan, sada reagencií. Používá se s testovací soupravou HS-WR. Obsahuje sulfid - reagencie 1, sulfid -reagencie 2 a deionizovanou vodu. 100 mL od každé položky

Technické údaje

Počet testov:

100

Rozsah merania:

0 - 0.600 mg/L S^{2-}