



Be Right™



Dávkovač, nastaviteľný objem, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2244949

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Dávkovač s nastaviteľným objemom (5-50 mL) s odmerným víčkom PMP. Posuňte víčko na požadovaný objem a rýchlym zmáčknutím a uvoľnením polyetylenovej skladovacej lahve nadávkuje požadovaný objem.

Technické údaje

Veľkosť balenia:

1 každá