



Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, 0,2068 N

Kat. číslo produktu: 2267601
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odoslania neuvedené

Pro stanovení chromanů titrací digitálním titrátořem. 0,2068 N Na₂S₂O₃. Číslice x 0,2 = mg/L CrO₄ ve vzorku 50 mL.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátořem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8211
Název metody:	Jodometrická metoda
Odměrný roztok:	0,2068 N Na ₂ S ₂ O ₃
Parameter:	Chroman
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	20 - 400 mg/L CrO ₄