



Rozpuštěný kyslík, sada reagensií, digitální titrátor, 300 mL

Kat. číslo produktu:

2272200

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku titrací digitálním titrátorem s použitím Winklerovy metody modifikace azidem. Metoda Hach 8215. Rozsah: 1 - 10 mg/L Sada zahrnuje: Alkalický roztok jodidu s azidem - polštářky s práškem, síran manganatý - polštářky s práškem, thiosulfát sodný - digitální titrátor, náplň (0,200 N), škrob - roztok indikátoru a kyselina amidosulfonová - polštářky s práškem pro přibližně 50 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8215
Název metody:	Winkler
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	50
Rozsah měření:	1 - 10 mg/L O ₂
Speciální funkce:	Dissolved Oxygen Reagent set, Digital Titrator, 300ml