



Sada reagensií, chroman, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2272400

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení chromanů thiosulfátem sodným titrací digitálním titrátozem. Metoda Hach 8211. Rozsah: 20 - 400 mg/L CrO₄. Sada reagensií obsahuje: reagentie rozpuštěný kyslík 3 - polštářky s práškem, jodid draselný - polštářky s práškem, thiosulfát sodný - náplň (0,2068 N) a škrob - roztok indikátoru. Přibližně 40 - 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátozem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Názov metódy:	8211
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	20 - 400 mg/L CrO ₄ ²⁻