



p-Toluensulfonát glycinu, kyselina, 25 g

Kat. číslo produktu:	2278024
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

(Glycin PTSA) protein-TKN, standard: 5,665 % N, 35,40 % surový protein. Pro kontrolu správnosti a přesnosti a regenerace po rozkladu při stanoveních celkového dusíku a TKN. 25 g, láhev. Kompletní sadu tří standardů se zvýšenou odolností proti rozkladu naleznete pod kat. č. 2277800.

Technické údaje

Platforma:	Nádoba
------------	--------