



Roztok pufru, pH 4,01, barevně značeno červeně, 50 mL

Kat. číslo produktu: 2283426
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odoslania neuvedené

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Barevně značený roztok pH pufru pro snadnou identifikaci. pH je $4,01 \pm 0,02$ při 25 °C. 50 mL láhev s nálevkou doporučená pro použití v terénu.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	$4,01 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců
Veľkosť balenia:	50 mL