



Hydroxid sodný, standardní roztok, 12,0 N, 100 mL, MDB

Kat. číslo produktu:

23032

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení selenu diaminobenzidínovou metodou. Metoda Hach 8194. Součást soupravy činidel 2244200.

Technické údaje

Koncentrácia:	12.0 N
Objem / Veľkosť balenia:	100 mL
Platforma:	Roztok
Počet testov:	25