



Láhev, skladovací, podélná, objem 118 mL, 6 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2318406
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Odpovídá 4 uncím. Podlouhlá polyetylenová láhev (lisovaná bílá). 6 lahví v balení. POZNÁMKA: Nezahrnuje víčka.

Technické údaje

Body Material:	High Density Plastic
Kapacita:	118 mL.
Materiál:	HDPE
Package size UOM:	6pk
Veľkosť balenia:	6 /1 balení