



Sestava kapátka, odolná proti otevření dětmi, 0,5 a 1,0 mL (pro láhev 23184-06), 6 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2318506
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Sestava kapátka odolná proti otevření dětmi se značkami 0,5 a 1,0 mL na skleněném válci. Balení po 6 kapátkách. Vhodné pro láhev 118 mL 2937406.

Technické údaje

Veľkosť balenia: 6 /1 balení