



Roztok reagencie, molybden 2, 50 mL MDB

Kat. číslo produktu:

2352512

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení nízkého rozsahu molybdenu metodou ternární sloučeniny (metoda Hach 8169). Rozsah: 0,02 - 3,00 mg/L Mo 50 mL, kapací láhev s označením

Technické údaje

Názov metódy:	Ternární sloučenina
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	50