



Standardní roztok, siřičitany, 15 mg/L jako SO₃ (ekvivalent), 500 mL

Kat. číslo produktu: 2408449
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Siřičitany, ekvivalentní standardní roztok. Připraveno se stabilizovaným thiosulfátem sodným. Ekvivalentní 15 mg/L jako SO₃, 500 mL, láhev

Technické údaje

Koncentrácia: 15 mg/L
Platforma: Roztok
Popis: Siřičitany, ekvivalentní roztok jako SO₄²⁻ (NIST)