



Be Right™



Sada reagensií, chloridy, kapková titrace

Kat. číslo produktu:

2437600

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení chloridu argentometrickou kapkovou titrací. Náhradní sada reagensií pro testovací soupravu 8-P (144001). Sada zahrnuje: Chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem, a dusičnan stříbrný, titrační činidlo (0,0493 N, titrační činidlo). Přibližně 100 testů.

Technické údaje

Názov metódy:

Dusičnan stříbrný, titrace

Rozsah merania:

20 - 400 mg/L Cl^-